

Wenn es auf maximale Hygiene ankommt.

Fripa Medizinalrollen

2
Lagen

Die reiß- und nassfesten Fripa Medizinalrollen spielen in zahlreichen Krankenhäusern und Arztpraxen täglich eine sehr wichtige Rolle im Auftrag der hier gebotenen Hygiene.



Artikel	Art.-Nr.	EAN-Nr. 4000883	Material	Farbe	Eigen- schaften	Lagen	Breite (cm)	Länge (m)	Abriss- länge	Ø Rolle (cm)	Ø Hülse (cm)	Rollen VE	VE/ Pal.
secura-line	505 3918	00364 4	1 Lage Tissue 1 Lage PE- Beschicht.	hoch- weiß	flüssig- keits- undurch- lässig	2	ca. 39 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 10 cm	ca. 4,2 cm	6	48
	505 5016	00365 1	1 L. Tissue 1 L. PE	hoch- weiß	s. o.	2	ca. 50 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 10 cm	ca. 4,2 cm	6	36
	505 5514	00366 8	1 L. Tissue 1 L. PE	hoch- weiß	s. o.	2	ca. 55 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 10 cm	ca. 4,2 cm	6	36
	505 5916	00367 5	1 L. Tissue 1 L. PE	hoch- weiß	s. o.	2	ca. 59 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 10 cm	ca. 4,2 cm	6	36
duo-line+	505 3908	00081 0	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 39 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	24
	505 5006	00083 4	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 50 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	505 5501	00084 1	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 55 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	505 5906	00085 8	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 59 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	501 3906	00677 5	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 39 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 16 cm	ca. 4,2 cm	6	20
	501 5006	00676 8	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 50 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 16 cm	ca. 4,2 cm	6	15
	501 5506	00675 1	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 55 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 16 cm	ca. 4,2 cm	6	15
	501 5906	00678 2	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 59 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 16 cm	ca. 4,2 cm	6	15



Diagnose: Ein Fall von sicherer Hygiene.



Fripa Medizinalrollen



Wenn es auf maximale Hygiene ankommt:
Das Papier für Medizinalrollen muss äußerst
reißfest, strapazierfähig und angenehm weich
sein, da es unmittelbaren Kontakt mit der Haut
der Patienten hat.

Artikel	Art.-Nr.	EAN-Nr. 4000883	Material	Farbe	Eigen- schaften	Lagen	Breite (cm)	Länge (m)	Abriss- länge	Ø Rolle (cm)	Ø Hülse (cm)	Rollen VE	VE/ Pal.
classic-line	505 3902	00071 1	100% Zellstoff	hoch- weiß	reiß- & nassfest, PEFC™	1	ca. 39 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	24
	505 5001	00073 5	100% Zellstoff	hoch- weiß	reiß- & nassfest, PEFC™	1	ca. 50 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	505 5502	00074 2	100% Zellstoff	hoch- weiß	reiß- & nassfest, PEFC™	1	ca. 55 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	505 5901	00075 9	100% Zellstoff	hoch- weiß	reiß- & nassfest, PEFC™	1	ca. 59 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
basic-line	505 3903	00086 5	100 % Recycling	weiß	reiß- & nassfest	1	ca. 39 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	24
	505 5002	00088 9	100 % Recycling	weiß	reiß- & nassfest	1	ca. 50 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	505 5503	00089 6	100 % Recycling	weiß	reiß- & nassfest	1	ca. 55 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	505 5900	00090 2	100 % Recycling	weiß	reiß- & nassfest	1	ca. 59 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18



Eine wichtige Rolle im Auftrag der Hygiene.

Fripa Medizinalrollen



Die strapazierfähigen und nassfesten Medizinalrollen von Fripa gewährleisten mit einer Abrisslänge von 38 cm einen verbrauchsschonenden Einsatz.



Artikel	Art.-Nr.	EAN-Nr. 4000883	Material	Farbe	Eigen- schaften	Lagen	Breite (cm)	Länge (m)	Abriss- länge	Ø Rolle (cm)	Ø Hülse (cm)	Rollen VE	VE/ Pal.
nova-line	501 3907	00931 8	100 % Zellstoff	hoch- weiß	hoch- nassfest, PEFC™	1	ca. 39 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	24
	501 5007	00932 5	100 % Zellstoff	hoch- weiß	hoch- nassfest, PEFC™	1	ca. 50 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	501 5507	00933 2	100 % Zellstoff	hoch- weiß	hoch- nassfest, PEFC™	1	ca. 55 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	501 5907	00934 9	100 % Zellstoff	hoch- weiß	hoch- nassfest, PEFC™	1	ca. 59 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18

Perfekte Hygiene mit Fripa Medizinalrollen

Zubehör Gesundheitswesen

Maßgeschneidertes Zubehör
für eine sichere Hygiene.



Artikel	Art.-Nr.	EAN-Nr. 4000883	Material	Farbe	geeignet für	Verkaufs- einheit (VE)	VE/ Palette
Abroller für Medizinalrollen	235 0002	00105 3	Metall	verchromt	alle gängigen Breiten, Montage an Liege	1	375

